

5.3 Kraft-Sensor

Bestellbezeichnung: DKS Kraft-Sensor

Der Kraftsensor beruht auf dem Biegebalken-Prinzip. Die Last wird mit einem kleinen Haken an den 10mm breiten und 30mm aus dem Gehäuse ragenden Federstahl-Streifen angebracht und über die Dehnung dieses Streifens elektronisch erfaßt. Über Gewindewürfel und Stativstange ist die universelle Befestigung des Kraftsensors gewährleistet. Der Anschluß erfolgt über ein siebenpoliges DIN-Kabel an einem der Sensor-Eingänge der Phybox.

Anwendungsgebiete

Mechanikversuche z.B. Hooksches Gesetz, Messung der Federkräfte bei einem Federpendel (F-t Diagramm), Dehnung von Drähten (elastische, plastische Verformung) etc.

Technische Daten

Bereich: 0 ... +10N, Auflösung: 0,01N, Ausgang: 1V/N +2%

Buchsenbelegung:

Pin-Nr. Belegung

1	+ Ausgangssignal (1V/N)	
_		

2 Masse

3 nicht belegt

4 Versorgung (-15V)

5 Versorgung (+15V)

6 - Ausgangssignal (Masse)

7 nicht belegt



Frontansicht DIN-Buchse